




Biomek i3 小型自動分注ワークステーション

小型でも研究の可能性を大きく広げる
小型自動分注ワークステーション

狭い日本の実験室で実験スペースはとても貴重です。そこでコンパクトサイズの Biomek i3 小型自動分注ワークステーションを開発しました。

コンパクトながら高性能で、これまで実績のある **Biomek i-Series** の使いやすさをそのままに、導入しやすい価格を実現します。ソフトウェアは直感的に操作でき、ドラッグ&ドロップで操作が可能です。これまでの **Biomek i-Series** と同様の機能をこの小さな本体に搭載しました。デッキ監視カメラによるエラーログ撮影機能により、トラブルの迅速対応が可能です。実験自動化で研究の可能性を広げるツールとして活用をご検討ください。




特長

- ラボウエア設置ポジション
ANSI/SLA 準拠ポジション: 15 か所
フレキシブルな追加ポジション: 5 か所
- 8 チャンネルピペットツールは容量の異なるチップの使用が可能で、1~8 本のチップを連続配置で使用可能
- 分注レンジ: 1~1,000 μ L
- ラボウエア移動用グリッパー搭載
- UV-C ライト搭載、HEPA フィルタ対応 (オプション)
- オンデッキインテグレーション対応 / オフデッキインテグレーション対応予定
- 直感的に使える Biomek 5.5 ソフトウェア
- メソッドの設定を誰でも簡単に行える Biomek Method Launcher (オプション)
- 内蔵カメラによるエラーログ撮影機能



初心者にも優しいソフトウェア

直感的なソフトウェアとわかりやすい操作画面で、複雑な作業のメソッドを比較的簡単に作ることができます。メソッド作成時に複雑なプログラミング作業は必要ありません。単純な分注はもちろん、複数ステップのアッセイ自動化まで設定できます。



シームレスな自動化ステップの統合

単純な分注作業や、複数ステップにわたる複雑な作業を統合できます。あらゆる状況で実験自動化の可能性を広げ、より短時間での研究成果取得を実現します。



トレーニングとアプリケーションサポート

オンライントレーニングからベックマン・コールターラボまたはお客様のラボでの対面トレーニングまで、柔軟な学習オプションをご用意しており、学習モジュール、ラボウェアの定義情報や各種ツールが利用可能です。すぐに使えるデモンストレーション用メソッド「Demonstrated Methods」や、ビーズ洗浄などの高度な実験自動化をサポートする学習ツール「Coaching Methods」をダウンロードいただけます。これらのメソッドはそのままの実行はもちろん、ループ処理や吸引・分注などの高度な設定変更が可能で、より複雑な実験自動化をサポートします。

さらに詳しい製品情報についてはこちらから

<https://becls.co/4n7Hbcs>



本製品は現在開発中です。

本プロトコルに関して、ベックマン・コールターは、明示または暗示を問わず、いかなる保証を行うものではありません。これには特定目的への適合性、または商品性、あるいはプロトコルの特許権不侵害の保証を含みますが、これに限定するものではなく、その他一切の保証を明示的に排除いたします。このメソッドの使用はお客様の責任のみに于行われるものとし、ベックマン・コールターは一切の責任を負いません。本資料はデモンストレーションのみを目的としており、ベックマン・コールターによる検証は行っておりません。

疾患等の診断への使用を意図しておらず、検証も行っておりません。

Beckman CoulterおよびBeckman Coulterロゴは、Beckman Coulter, Inc.の登録商標です。



ベックマン・コールター ライフサイエンス

ベックマン・コールター株式会社

〒135-0063 東京都江東区有明 3-5-7 TOC 有明ウエストタワー

お客様専用 ☎ 0120-566-730 TEL : 03-6745-4704

✉ bckk_ls_web@beckman.com URL : <https://www.beckman.jp>



ベックマン・コールター ライフサイエンスは Danaher の一員です。